



มีสัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อยที่พิการด้วยสาเหตุต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะถูกรถชน สัตว์ตัวเล็กถูกสัตว์ตัวใหญ่กว่ากัดจนพิการ หรือบางตัวก็แก่เดินไม่ไหว เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แต่จะให้ลงทุนซื้อวีลแชร์สำหรับสัตว์เลี้ยงพิการ บางครอบครัวก็ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอ ทำให้น้องหมา น้องแมว หหมดโอกาสที่จะเดินสี่ขาได้เหมือนอย่างเคย

และเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้น้องหมา น้องแมว กลับมาเดินได้เช่นเดิม วันนี้กระปุกดอทคอม ก็ขอนำเรื่องราวดี ๆ จากคุณพร ที่นำแบบสร้างรถเข็นสำหรับสัตว์พิการฉบับทำเองแบบง่าย ๆ มาฝากกัน... นอกจากทำง่ายแล้ว ค่าใช้จ่ายยังนิดเดียวอีกด้วย

รถวีลแชร์สำหรับสัตว์พิการ น้ำหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม

วัสดุ-อุปกรณ์

แกนรับช่วงลำตัว : ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน

แกนรับหน้า-หลัง : ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 2 อัน

แกนรับขวางขา : ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ยาว 10 เซนติเมตร จำนวน 8 อัน

ข้อต่ออ PVC ขนาด 6 หุน จำนวน 4 อัน

ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 6 หุน จำนวน 4 อัน

ลวดพลาสติก ขนาด 4 เซนติเมตร จำนวน 4 อัน

ผ้าดิบ ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน

แหวนรองเหล็กยี่ดล้อย จำนวน 4 อัน

ล้อตัวเมีย ขนาดตามแกนของล้อ จำนวน 4 อัน

วัสดุและวิธีการ (ใช้วัสดุประมาณ 10 - 15 กก.)


ลำดับ	วัสดุ	ขนาด	จำนวน
1	ท่อ PVC	ขนาด 6 หุน ยาว 20 ซม.	2 อัน
2	ท่อ PVC	ขนาด 6 หุน ยาว 10 ซม.	8 อัน
3	ข้อต่ออ PVC	ขนาด 6 หุน	4 อัน
4	ข้อต่อสามทาง PVC	ขนาด 6 หุน	4 อัน
5	ลวดพลาสติก	ขนาด 4 ซม.	4 อัน
6	ผ้าดิบ	ขนาด 40 x 40 ซม.	1 ผืน
7	แหวนรองเหล็ก	ยี่ดล้อย	4 อัน
8	ล้อตัวเมีย	ขนาดตามแกนของล้อ	4 อัน

หมายเหตุ:

1. ให้นำท่อ PVC มาตัดตามขนาดที่กำหนด
2. นำลวดพลาสติกมาตัดตามขนาดที่กำหนด
3. นำผ้าดิบมาตัดตามขนาดที่กำหนด
4. นำล้อตัวเมียมาตัดตามขนาดที่กำหนด

การประกอบ:

1. นำท่อ PVC มาเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่ออ PVC
2. นำท่อ PVC มาเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อสามทาง PVC
3. นำลวดพลาสติกมาพันรอบท่อ PVC
4. นำแหวนรองเหล็กมาใส่ที่ปลายท่อ PVC
5. นำล้อตัวเมียมาใส่ที่ปลายท่อ PVC



วิธีทำ

การยึดล้อเข้ากับฝาจุกอุด

ใช้ดอกสว่านขนาดที่โตกว่าแกนล้อเล็กน้อย เจาะฝาจุกอุด

ประกอบล้อกับฝาจุกอุดเข้าด้วยกัน

ประกอบแหวนรองเข้าด้านในฝาจุกอุด

ขันน็อตตามแหวนเข้ากับแกนล้อ โดยประแจล็อกขนาดตามหัวน็อต

การเย็บผ้าสำหรับรองตัวสัตว์

เย็บขอบผ้าดินทั้ง 4 ด้านให้เรียบร้อย และแข็งแรง

พับผ้าด้านที่จะทำเป็นที่สำหรับร้อยแกนรับน้ำหนักตัว โดยเย็บให้ช่องสำหรับร้อยมีขนาดโตกว่าขนาดท่อ PVC

เจาะรูผ้าสำหรับใส่ขาทั้ง 4 รู โดยปรับระยะห่างของรูตามระยะขาของสัตว์

**หากเป็นสุนัขตัวผู้ ให้เจาะรูสำหรับอวัยวะเพศ 1 รู โดยปรับระยะของรูตามระยะของอวัยวะเพศสัตว์เลี้ยง

วิธีง่าย ๆ เพียงเท่านี้ เราก็สามารถนมรมิตขาทั้ง 4 ให้กับสัตว์เลี้ยง ให้พวกเขา กลับมามีชีวิตใหม่ เดินได้เหมือนเดิมแล้วละค่ะ

สร้างชีวิตใหม่ให้สัตว์เลี้ยง... ด้วยวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ฉบับทำเอง

เขียนโดย Pice Priceaw

Credit kapook.com